

WB w/Boa®



INSTRUCTIONS

WRIST BRACE WITH BOA®

antimicrobial treated*




WRIST BRACE WITH BOA®

ORTESIS DE MUÑECA CON BOA®

EXOS™ HANDGELENKORTHESE OFFEN MIT BOA®

TUTORE PER POLSO CON BOA®

ATTELLE DE POIGNET AVEC BOA®

WRISTBRACE MET BOA®

ORTÉZA ZÁPÁSTIA SO SYSTÉMOM BOA®

ZÁPÁSTNÍ ORTÉZA SE SYSTÉMOM BOA®







APOIO PARA O PULSO COM BOA®

具有 Boa® 綁帶系統的护腕

Boa® 付き手首ブレー




Distributed by: DJO, LLC
1420 Decision Street,
Vista, CA 92081
P 800.336.6569
F 800.336.6569
djo@global.com

ENGLISH

Before using the device, please read the entire instruction manual. Correct application and care is vital to the proper functioning of the device.

INTENDED USE / INDICATIONS

The Wrist Brace (WB) with Boa® provides stabilization to the wrist joint.

CONTRAINDICATIONS

Patients with known allergies to foams, adhesives, or plastic products.

⚠ WARNINGS and PRECAUTIONS

- Brace should be fitted by a qualified healthcare professional.
- Do not heat brace on the body.
- Check to make sure brace is not too hot prior to application.
- Brace should be appropriately sized to the patient to ensure proper support and function.
- Care should be taken with patients with delicate or compromised skin, especially the elderly, not to apply the brace too tightly, which MAY cause pressure and shear to the fragile tissue. PATIENTS SHOULD BE INSTRUCTED ON APPROPRIATE TENSIONING DURING ONGOING USE. An under sleeve or STOCKINETTE may be used for added protection.
- Do not heat Exos™ products to greater than 212°F (100°C).
- FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

OPERATING BOA® LACING SYSTEM

To Loosen:

- Lift Boa® Knob. (Figure 1)
- Pull Tab. (Figure 2)

To Close and Tighten:

- Push Boa® Knob down. (Figure 3)
- Turn Boa® Knob clockwise. (Figure 3)
- Boa® Knob must be in the down locked position when wearing brace.

HEATING AND APPLICATION

- Open and unfold brace. (Figure 4)
- Proper heating temperature is 200°F (93°C).
- Heat brace in Exos™ recommended oven approximately 3-4 minutes or until brace is pliable. Brace should not be too hot to handle comfortably.
- Ensure that skin is completely dry before application.
- Fit brace on patient. (Figure 5)
- Remove slack in lace by tightening Boa® Knob.
- Caution: Do not tighten brace fully until brace has returned to room temperature otherwise indentations in plastic may occur.**
- Mold brace into desired position. (Figure 6)
- Hook-and-loop fastener strap may be secured in the desired position.
- Once brace has hardened, the Boa® Knob may be tightened to desired tension.
- Warning: The brace should not be worn too tightly. This may produce excessive mechanical force or shear forces to the skin.**

CLEANING INSTRUCTIONS

- Loosen or remove the brace.
- Wash inside and outside of brace and skin with antibacterial soap and water (86°F / 30°C).
- Rinse thoroughly with water.
- Use a hair dryer set on high volume and cool setting to thoroughly dry the interior of the brace, and skin.
- Retighten the brace.

For fitting tips on each Exos™ device:

Visit the Exos™ Provider Center at: <http://exosmedical.com/provider/WBwBoa> or Scan the QR image with your smartphone

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Exos™ covers defects in workmanship and materials up to 8 weeks from date this product is dispensed. Damage caused by normal wear and tear, abuse, or alterations is not covered.

ESPAÑOL

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones en su totalidad. La aplicación y los cuidados correctos del dispositivo resultan imprescindibles para su buen funcionamiento.

USO PREVISTO / INDICACIONES

La ortesis de muñeca (WB) con Boa® permite estabilizar la articulación de la muñeca.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con alergias conocidas a las espumas, los adhesivos o los productos de plástico.

⚠ ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES

- La ortesis debe ser ajustada por un profesional sanitario cualificado.
- No caliente la ortesis una vez colocada en el cuerpo.
- Cerciórese de que la ortesis no esté demasiado caliente antes de su aplicación.
- La talla de la ortesis debe ser apropiada para el paciente con el fin de garantizar un soporte y función adecuados.
- Se ha de prestar especial atención en el caso de pacientes con piel delicada o comprometida, especialmente en los ancianos, para evitar que la ortesis quede demasiado apretada, lo que PODRÍA causar presión y desgarrar de los tejidos frágiles. SE HA DE INDICAR A LOS PACIENTES QUE APLIQUEN UNA TENSIÓN APROPIADA DURANTE EL USO CONTINUO DE LA ORTESIS. Se puede utilizar un manguito o FUNDA para una mayor protección.
- No caliente los productos Exos™ a más de 100 °C.
- PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

USO DEL SISTEMA DE AMARRE BOA®

Para aflojar:

- Levante el botón Boa®. (Figura 1)
- Tire de la lengüeta. (Figura 2)

Para cerrar y ajustar:

- Presione el botón Boa®. (Figura 3)
- Gire el botón Boa® en el sentido de las agujas del reloj. (Figura 3)
- El botón Boa® debe estar en la posición baja y bloqueada durante el uso de la ortesis.

CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN

- Abra y despliegue la ortesis. (Figura 4)
- La temperatura de calentamiento adecuada es de 93 °C.
- Caliente la ortesis en un horno recomendado Exos™ aproximadamente 5 minutos o hasta que la ortesis sea flexible. La ortesis no debe estar demasiado caliente para que se pueda manipular con comodidad.
- Asegúrese de que la piel esté completamente seca antes de la aplicación.
- Coloque la ortesis en el paciente. (Figura 5)
- Tense los cordones apretando el botón Boa®.
- Precaución: no apriete completamente la ortesis hasta que haya vuelto a la temperatura ambiente, de lo contrario podrían aparecer hendiduras en el plástico.**
- Moldee la ortesis hasta conseguir la posición deseada. (Figura 6)
- La tira de velcro se puede fijar en la posición deseada.
- Una vez que la ortesis se ha endurecido, puede apretar el botón Boa® hasta lograr la tensión deseada.
- Advertencia: la ortesis no se debe llevar demasiado ajustada. De lo contrario, podría producirse una fuerza mecánica excesiva o fuerzas de cizalla sobre la piel.**

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Aloje o quite la ortesis.
- Lave el interior y el exterior de la ortesis y la piel con jabón antibacteriano y agua (86°F / 30°C).
- Enjuáguelas bien con agua.
- Utilice un secador de pelo a un volumen alto y con aire frío para secar bien el interior de la ortesis y la piel.
- Vuelva a apretar la ortesis.

Si desea conocer las sugerencias para el ajuste de cada dispositivo Exos™:

Visite el Centro del proveedor de Exos™ en: <http://exosmedical.com/provider/WBwBoa> o Lea la imagen QR con su teléfono inteligente

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Exos™ cubre los defectos de fabricación y de materiales durante hasta 8 semanas desde la fecha de entrega de este producto. No están cubiertos los daños causados por el desgaste normal, por un uso inadecuado o por las alteraciones del producto.

DEUTSCH

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts bitte die gesamte Gebrauchsanweisung vollständig und gründlich durch. Das korrekte Anlegen und die richtige Pflege ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Funktion des Produktes.

ZWECKBESTIMMUNG / INDIKATIONEN

Die Exos™ Handgelenkorthese öffnet mit Boa® (Wrist Brace with Boa (WB)) stabilisiert das Handgelenk. Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung des Handgelenks in mind. zwei Bewegungsbenen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie z.B.: präoperativ, postoperativ und posttraumatisch sowie bei CTS.

KONTRAINDIKATIONEN

Patienten mit bekannter Allergie gegen Schaumstoff, Haftmittel und/oder Kunststoffprodukte.

⚠ WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Orthese ist von einem qualifizierten Arzt oder von medizinischem Fachpersonal anzupassen.
- Die Orthese nicht am Körper aufwärmen.
- Vor dem Anlegen sicherstellen, dass die Orthese nicht zu warm ist.
- Die Größe der Orthese ist für den Patienten passend auszuwählen, damit die optimale Stützung und Funktion gewährleistet sind.
- Bei Patienten mit empfindlicher oder geschädigter Haut, insbesondere bei älteren Patienten, ist darauf zu achten, die Orthese nicht zu eng anzulegen. Dies KANN zu Druck auf das anfällige Gewebe und zu Gewebeerisiken führen. DIE PATIENTEN SIND ÜBER DAS RICHTIGE STRAFÄHREN BEIM DAUERGEBRAUCH ZU INFORMIEREN. Als zusätzlicher Schutz kann ein Unterziehstrumpf oder eine Schlauchbinde angelegt werden.
- Exos™-Produkte nicht auf Temperaturen über 100 °C aufwärmen.
- NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN.

ANWENDUNG DES BOA®-SCHNÜRSYSTEMS

Öffnen:

- Den Boa®-Knopf anheben. (Abbildung 1)
- Die Lasche ziehen. (Abbildung 2)

Schließen und Straffen:

- Den Boa®-Knopf herunterdrücken. (Abbildung 3)
- Den Boa®-Knopf im Uhrzeigersinn drehen. (Abbildung 3)
- Beim Tragen der Orthese muss sich der Boa®-Knopf in der unteren, verriegelten Position befinden.

AUFWÄRMEN UND ANLEGEN

- Die Orthese öffnen und aufblasen. (Abbildung 4)
- Die richtige Aufwärmtemperatur beträgt 93 °C.
- Die Orthese im Exos™ empfohlenen Ofen etwa 3-4 Minuten lang aufwärmen bzw. so lange, bis die Orthese biegsam wird. Die Orthese soll nicht zu heiß sein, damit sie noch bequem angelegt werden kann.
- Die Haut muss vor dem Anlegen vollständig trocken sein.
- Die Orthese am Patienten anlegen. (Abbildung 5)
- Die Schnürung mit dem Boa®-Knopf fest anziehen.
- WARNUNG: Die Orthese erst dann vollständig straffen, wenn sie wieder Raumtemperatur angenommen hat. Ansonsten können Einkerbungen im Kunststoff auftreten.**
- Die Orthese in die gewünschte Position formen. (Abbildung 6)
- Die Klettverschlussgurt in der gewünschten Position fixieren.
- Nach dem Aushärten der Orthese kann die gewünschte Straffung mit dem Boa®-Knopf eingestellt werden.
- WARNUNG: Die Orthese darf nicht zu eng getragen werden. Dies kann zu mechanischem Druck oder zu Scherkräfteinwirkung auf die Haut führen.**

REINIGUNGSHINWEISE

- Öffnen oder entfernen Sie die Orthese.
- Waschen Sie Innen- und Außenseite der Orthese und Ihre Haut mit antibakterieller Seife und Wasser (86°F / 30°C).
- Gründlich mit Wasser abspülen.
- Verwenden Sie einen Fön mit starkem Lüfter und niedriger Temperatur, um die Orthese (innen und außen) und Ihre Haut gründlich zu trocknen.
- Ziehen Sie die Orthese wieder fest.

Tipps zum Anpassen der Exos™-Produkte:

Besuchen Sie das Exos™ Provider Center: <http://exosmedical.com/provider/WBwBoa> oder Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone

VERWENDETES MATERIAL

Schale: EVA-Schaumstoff, Elasthan, Nylon, Terpolymer, Polyester
Boa® Verschlusssystem: Stahl, Kunststoff, Nylon 6/6 Resin
Antimikrobielle Behandlung

ITALIANO

Prima dell'uso, leggere attentamente le seguenti istruzioni. La corretta applicazione e manutenzione sono di fondamentale importanza per un funzionamento corretto.

INDICAZIONI / USO PREVISTO

Il tutore per il polso (WB) con Boa® offre stabilizzazione all'articolazione del polso.

CONTRAINDICAZIONI

Pazienti con allergie note a gommapiuma, adesivi e prodotti in plastica.

⚠ AVVERTENZE e PRECAUZIONI

- Il tutore deve essere applicato da un professionista sanitario qualificato.
- Non scaldare il tutore sul corpo.
- Accertarsi che il tutore non sia troppo caldo prima dell'applicazione.
- Il tutore deve essere adattato al paziente per garantire supporto e funzionamento adeguati.
- Prestare particolare attenzione ai pazienti con pelle delicata o compromessa, in particolare gli anziani, senza stringere eccessivamente il tutore per NON causare pressione o lacerazioni al tessuto fragile. AL PAZIENTE DEVONO ESSERE FORNITE LE ISTRUZIONI SUL TENSIONAMENTO APPROPRIATO DURANTE L'USO CONTINUO. Per una maggiore protezione, è possibile utilizzare un sottomano o STOCKINETTE.
- Non scaldare i prodotti Exos™ a temperature superiori a 100 °C.
- PER L'USO SU UN SOLO PAZIENTE.

UTILIZZO DEL SISTEMA DI ALLACCIATURA BOA®

Per aprire:

- Solleverare la manopola Boa®. (Fig. 1)
- Tirare la linguetta. (Fig. 2)

Per chiudere e stringere:

- Spingere la manopola Boa® verso il basso. (Fig. 3)
- Ruotare la manopola Boa® in senso orario. (Fig. 3)
- Al momento dell'applicazione del tutore, la manopola Boa® deve trovarsi in posizione bloccata verso il basso.

RISCALDAMENTO E APPLICAZIONE

- Aprire e spingere il tutore. (Fig. 4)
- La temperatura di riscaldamento appropriata è 93 °C.
- Scaldare il Exos™ tutore nel forno consigliato per circa 5 minuti o finché il tutore è duttile. Il tutore non deve essere troppo caldo per una manipolazione confortevole.
- Accertarsi che la pelle sia completamente asciutta prima dell'applicazione.
- Applicare il tutore al paziente. (Fig. 5)
- Stringere l'allacciatura serrando la manopola Boa®.
- Attenzione: per evitare la formazione di dentellature sulla plastica, non stringere a fondo finché il tutore non è tornato a temperatura ambiente.
- Modellare il tutore nella posizione desiderata. (Fig. 6)
- La chiusura a strappo deve essere fissata nella posizione desiderata.
- Dopo che il tutore si sarà indurito, la manopola Boa® può essere stretta alla tensione desiderata.
- Avvertenza: il tutore non deve essere stretto eccessivamente per evitare di produrre una forza meccanica o forze di taglio eccessive sulla cute.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Allentare o rimuovere il tutore.
- Lavare la parte interna ed esterna del tutore e la cute con sapone antibatterico e acqua (86°F / 30°C).
- Sciacquare accuratamente con acqua.
- Servirsi di un asciugacapelli con aria fredda alla massima potenza per asciugare completamente la parte interna del tutore e la cute.
- Stringere nuovamente il tutore.

Per i suggerimenti relativi all'applicazione di ciascun dispositivo Exos™:

Visitare il Centro fornitori Exos™ all'indirizzo: <http://exosmedical.com/provider/WBwBoa> oppure Scansire l'immagine QR con il proprio smartphone

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Exos™ copre i difetti materiali e di fabbricazione fino a 8 settimane dalla data di distribuzione del prodotto. Non sono coperti i danni causati da normale usura, abusi o alterazioni.

FRANÇAIS

Veillez lire tout le manuel d'instructions avant d'utiliser ce dispositif. Une application et un entretien adéquats sont essentiels au bon usage du produit.

UTILISATION / INDICATIONS

L'attelle pour poignet (WB) avec Boa® permet de stabiliser l'articulation du poignet.

CONTRE-INDICATIONS

Patients présentant des allergies connues aux mousses, adhésifs ou produits en plastique.

⚠ AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS

- L'attelle devrait être placée par un professionnel des soins de santé qualifié.
- Ne pas faire chauffer l'attelle sur le corps du patient.
- Assurez-vous que l'attelle n'est pas trop chaude avant de la placer sur le patient.
- La taille de l'attelle devrait être bien adaptée au patient pour assurer un bon maintien et un bon fonctionnement.
- Une précaution particulière est requise pour les patients à la peau délicate ou abîmée, particulièrement les personnes âgées. L'attelle ne devrait pas être trop serrée, car elle POURRAIT appliquer trop de pression et provoquer un cisaillement des peaux fragiles. IL CONVIENT D'INFORMER LES PATIENTS SUR LA TENSION À APPLIQUER POUR L'ATTELLE PENDANT LES PÉRIODES D'UTILISATION CONTINUE. Une fausse manche ou un TRICOT peuvent être utilisés pour augmenter la protection.
- Ne pas faire chauffer les produits Exos™ à une température supérieure à 100 °C.
- À UTILISER QUE SUR UN SEUL PATIENT.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE LAÇAGE BOA®

Pour défaire :

- Soulever la poignée Boa®. (Figure 1)
- Tirer sur la languette. (Figure 2)

Pour fermer et serrer :

- Pousser la poignée Boa® vers le bas. (Figure 3)
- Tourner la poignée Boa® dans le sens des aiguilles d'une montre. (Figure 3)
- La poignée Boa® doit être en position verrouillée lorsque l'attelle est portée.

CHAUFFE ET APPLICATION

- Ouvrir et déplier l'attelle. (Figure 4)
- La bonne température est de 93°C.
- Chauffer l'attelle dans un recommandé four Exos™ pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que l'attelle puisse être pliée. L'attelle ne devrait pas être trop chaude. Il faut pouvoir la manier confortablement.
- S'assurer que la peau est entièrement sèche avant application.
- Placer l'attelle sur le patient. (Figure 5)
- Ajuster la poignée Boa® en la serrant. Il ne devrait pas y avoir de jeu.
- Attention : ne pas trop serrer l'attelle avant qu'elle n'ait atteint la température ambiante. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le plastique.
- Mouler l'attelle jusqu'à obtention de la position souhaitée. (Figure 6)
- Ajuster les bandes Velcro jusqu'à obtention de la position souhaitée.
- Une fois l'attelle refroidie et durcie, la poignée Boa® peut être resserrée jusqu'à obtention de la tension souhaitée.
- Avvertissement : l'attelle ne doit pas être trop serrée. Cela pourrait appliquer une force mécanique excessive ou provoquer des cisaillements de la peau.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Desserrer ou retirer l'attelle.
- Laver l'intérieur et l'extérieur de l'attelle ainsi que la peau à l'eau et au savon antibactérien (86°F / 30°C).
- Rincer soigneusement à l'eau claire.
- Utiliser un sèche-cheveux réglé sur un volume élevé et froid pour sécher soigneusement l'intérieur de l'attelle et la peau.
- Resserrer l'attelle.

Pour obtenir des astuces sur le placement de chaque dispositif Exos™ :

rendez-vous sur le centre réservé aux fournisseurs Exos™ à l'adresse : <http://exosmedical.com/provider/WBwBoa> ou Scanner le code QR avec votre téléphone intelligent

GARANTEE PRODUCT LIMITÉE

Exos™ garantit tout défaut de fabrication et de matériel pendant 8 semaines à dater de la distribution du produit. Tout dommage causé par une utilisation et une usure normales ou tout abus ou altération du produit n'est pas couvert par la garantie.

NEDERLANDS

Lees de handleiding in zijn geheel door alvorens met het hulpmiddel aan de slag te gaan. Voor een goede werking is het van essentieel belang dat het hulpmiddel op de juiste manier wordt aangebracht en behandeld.

BEOOGD GEBRUIK / INDICATIES

De Wristbrace (WB) met Boa® zorgt voor stabilisatie van het polsgewricht.

CONTRA-INDICATIES

Patiënten met bekende allergieën voor kleefstoffen, schuimplastic of andere plastic producten.

⚠ WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN

- De brace moet worden aangebracht door een gekwalificeerde professionele zorgverlener.
- Verwarm de brace niet op het lichaam.
- Controleer of de brace niet te heet is voordat u deze aanbrengt.
- De brace moet de juiste maat hebben zodat deze effectief is en de patiënt afdoende steun biedt.
- Bij patiënten met een gevoelige of beschadigde huid, met name ouderen, mag de brace niet te strak worden aangebracht, aangezien dit druk KAN veroorzaken en in het kwetsbare weefsel kan snijden. PATIENTEN DIENEN INSTRUCTIES TE KRIJGEN OVER DE JUISTE SPANNING TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE BRACE. Het is mogelijk een armkous of STOCKINETTE te gebruiken voor extra bescherming.
- Exos™ producten mogen tot maximaal 100°C worden verwarmd.
- UITSLUITEND BESTEMD VOOR GEBRUIK BIJ EEN PATIËNT.

GEBRUIK VAN HET BOA®-VETERSYSTEEM

Losmaken:

- Trek de Boa®-knop uit. (afbeelding 1)
- Duw de flap naar voren. (afbeelding 2)

Sluiten en vastmaken:

- Druk de Boa®-knop in. (afbeelding 3)
- Draai de Boa®-knop met de klok mee. (afbeelding 3)
- De Boa®-knop moet verrendeld zijn tijdens het dragen van de brace.

VERWARMEN EN AANBRENGEN

- Open de brace en vouw deze uit. (afbeelding 4)
- De juiste verwarmings temperatuur is 93°C.
- Verwarm de brace in de Exos™ aanbevolen oven gedurende circa 3-4 minuten of totdat de brace buigzaam is. De brace mag niet te warm zijn zodat deze goed te hanteren is.
- Zorg ervoor dat de huid helemaal droog is voordat de brace wordt aangebracht.
- Pas de brace bij de patiënt. (afbeelding 5)
- Trek de veter strak door de Boa®-knop aan te draaien.
- Let op: Trek de brace niet helemaal strak aan voordat deze is afgekoeld tot kamertemperatuur om inkepingen in het plastic te voorkomen.
- Modeller de brace in de gewenste stand. (afbeelding 6)
- De haak-en-lusriemjes kunnen in de gewenste stand worden vastgemaakt.
- Als de brace eenmaal gehard is, kan de Boa®-knop worden aangedraaid tot de gewenste spanning is bereikt.
- Waarschuwing: De brace mag niet te strak worden gedragen. Dit kan leiden tot overmatige mechanische druk- of schuifkrachten op de huid.

REINIGINGSINSTRUCTIES

- Maak de brace los.
- Was de binnen- en de buitenkant van de brace en de huid met antibacteriële zeep en water (86°F / 30°C).
- Spoeel goed na met water.
- Gebruik een haardroger, die is ingesteld op koude lucht en een hoog blaasvermogen, om de binnenkant van de brace en de huid goed droog te maken.
- Trek de brace weer strak aan.

Voor tips over het passen van alle Exos™-producten:

Bezoek het Exos™ Provider Center op: <http://exosmedical.com/provider/WBwBoa> of Scan de QR-code met uw smartphone

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Materiaal- en constructiefouten vallen onder de garantie van Exos™ tot 8 weken vanaf de leveringsdatum van het product. Schade als gevolg van normale slijtage, verkeerd gebruik of wijzigingen aan het product vallen niet onder de garantie.

SLOVENČINA

Pred použitím zdravotnej pomôcky si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Pre správnu funkciu zdravotnej pomôcky je dôležité, aby sa pomôcka používala správnym spôsobom a aby sa nezanedbávala jej údržba.

ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

Ortēza zápastia so systémom Boa® (The Wrist Brace – WB) poskytuje stabilizáciu zápästného kľbu.

KONTRAINDIKÁCIE

Pacienti so známymi alergiami na peny, adhezíva alebo plastové výrobky.

⚠ VARNOSTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Ortēzu musí nasadiť kvalifikovaný zdravotník.
- Nezohrievajte ortēzu na tele.
- Pred nasadením skontrolujte, či ortēza nie je príliš horúca.
- V zŕkajme zaistenia dostatočnej podpory a správnej funkcie sa veľkosť ortēzy musí prispôbiť konkrétnemu pacientovi.
- Veľmi opatrne postupujte u pacientov s citlivou alebo poranenou pokožkou, najmä u starších pacientov. Nenasádzajte ortēzu príliš tesno, pretože by MOHLA tlačiť na krehké tkanivo a porazať ho. PACIENTA TREBA POUČIŤ O PRÁVNEJ FUNKCII ORTÉZY V PRÍBĚHU POUŽITIA. Na dodatočnú podporu možno pod ortēzu položiť rukáv alebo TRIKOTINOVÚ tkaninu.
- Nezohrievajte výrobky Exos™ na teplotu vyššiu ako 100 °C.
- LEN NA POUŽITIE U JEDNEHO PACIENTA.

POUŽITIE SYSTÉMU ŠNÚROK BOA®

Uvoľnenie:

- Zdvihnite gombík Boa®. (Obrázok 1)
- Zatahnite západku. (Obrázok 2)

Zapnutie a spevnenie:

- Stlačte gombík Boa®. (Obrázok 3)
- Otočte gombík Boa® zľava doprava. (Obrázok 3)
- Keď je ortēza nasadená, gombík Boa® musí byť v dolnej zablokovej polohe.

ZAHRIATIE A POUŽITIE

- Ortēzu rozopnite a rozviňte. (Obrázok 4)
- Správná teplota zahriatia je 93 °C.
- Ortēzu zahrievajte v rúre Exos™ odporúčané pieckou 3-4 minúty alebo dovtedy, kým nebude tvrdá. Ortēza nesmie byť príliš horúca, aby sa s ňou dalo pohodlne pracovať.
- Pred nasadením ortēzy skontrolujte, či je pokožka úplne suchá.
- Nasadte ortēzu na pacienta. (Obrázok 5)
- Zatahnite prevrácajúcu šnúru tak, že utiahnete gombík Boa®.
- Upozornenie: Ortēza sa nesmie úplne utiahnuť skôr, kým nevychladne na izbovú teplotu. V opačnom prípade sa na plastových častiach vytvoria prehĺbeniny.
- Vytvarujte ortēzu do požadovanej polohy. (Obrázok 6)
- Pogrupu so suchým zipom treba zasiať v požadovanej polohe.
- Keď ortēza stvrdla, môžete utiahnuť gombík Boa® na požadovaný stupeň.
- Varnostné: Ortēza nesmie byť príliš utiahnutá. Mohla by mechanicky tlačiť na pokožku alebo ju poraziť.

NÁVOD NA ČISTENIE

- Uvoľnite alebo odstráňte ortēzu.
- Umyte vnútro aj vonkajšok ortēzy a kožu s antimikrobiálnym mydlom a vodou (86°F / 30°C).
- Dôkladne opláchnite vodou.
- Použite sušič na vlasy na najvyššom nastavení a chladiacej funkcii, aby ste dôkladne vysušili vnútro ortēzy a kožu.
- Opätovne utiahnite ortēzu.

Rady na nastavenie jednotlivých zdravotných pomôcok Exos™:

Navštívte stredisko výroby zariadení Exos™ na stránke: <http://exosmedical.com/provider/WBwBoa> alebo Naskenujte si snímku QR pomocou zariadenia smartphone

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť Exos™ poskytuje záruku na chyby výroby a materiálu 8 týždňov od dátumu vydania výrobku. Záruka sa netýka poškodení spôsobených bežným opotrebovaním, nevhodným použitím alebo zmenami zariadenia.

DANSK

Læs hele betjeningsvejledningen, før enheden tages i brug. Korrekt anvendelse og pleje er vigtigt for, at enheden kan fungere korrekt.

TILSIGTET BRUG / INDIKATIONER
Wrist Brace with Boa® (WB) giver støtte til håndleddet.

KONTRAIKATIONER
Patienter med kendte allergier over for skum, klæbemidler eller plastikprodukter.

ADVARSLER og FORHOLDSREGLER

- Skinnen skal påsættes af en kvalificeret sundhedsmedarbejder.
Varm ikke skinnen på huden.
Kontroller, at skinnen ikke er for varm, før den anvendes.
Skinnen skal have den rette størrelse i forhold til patienten for at sikre korrekt støtte og funktion.
Vær ekstra omhyggelig med patienter, der har sart eller udsat hud, særligt ældre, og undgå at fastspænde skinnen for hårdt, da det KAN forårsage tryk og snit i det særlige væv.
BØR INSTRUERES I KORREKT TILSPÆNDING I FORBINDELSE MED VEDVARENDE BRUG.
Der kan anvendes et underarme eller STOCKINETTE som ekstra beskyttelse.
Opvarm ikke Exos™-produkter til mere end 100 °C (212 °F).
MÅ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT.

BETJENING AF BOA®-SNØRESYSTEMET

- For at løse:
Løft Boa®-knappen (figur 1).
Træk i stroppen (figur 2).

- For lukning og tilspænding:
Tryk Boa®-knappen ned (figur 3).
Drej Boa®-knappen med uret (figur 3).
Boa®-knappen skal være i nedlæst position, når skinnen anvendes.

OPVARMNING OG ANVENDELSE

- Åbn og fold skinnen ud (figur 4).
Korrekt opvarmningstemperatur er 93 °C.
Opvarm skinnen i en Exos™ anbefalede ovn i cirka 3-4 minutter, eller indtil den kan bøjes.
Skinnen bør ikke være for varm, så den er svar at håndtere.
Sørg for, at skinnen er helt tør, før den anvendes.
Sæt skinnen på patienten (figur 5).
Forsigtig: Spænd ikke skinnen helt, før den har fået stuetemperatur. I modsat fald kan der forekomme buler i plastikken.
Form skinnen til den ønskede position (figur 6).
Stroppen til fastgørelsesmekanismen kan fastgøres i den ønskede position.
Når skinnen er hærdet, kan Boa®-knappen spændes til den ønskede spænding.
Advarsel: Skinnen bør ikke bæres for stramt. Dette kan producere overdreven mekanisk kraft eller snit på huden.

RENGØRINGSANVISNINGER

- Løsn eller fjern skinnen.
Vask hud og skinne (med vrangen udad) med antibakteriel sæbe og vand (86°F / 30°C).
Skyl noga med vand.
Brug en hårtører, der er indstillet på høj volumen- og køleindstilling, for at tørre undersiden af skinnen grundigt samt huden.
Tilspænd skinnen igen.

For tip til påsætning af de enkelte Exos™-enheder:
Besøg Exos™-leverandørcentret på:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa eller
Scan QR-billedet med din smartphone

BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI
Exos™ dækker defekter i fremstilling og materialer i op til 8 uger fra datoen, produktet udleveres. Skader forårsaget af normal slitage, misbrug eller ændringer er ikke omfattet af garantien.

SVENSKA

Läs hela bruksanvisningen innan du använder enheten. Korrekt applicering och underhåll är mycket viktigt för att produkten ska fungera som den ska.

AVSÄDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER
Wrist Brace with Boa® (WB) stabiliserar handleden.

KONTRAIKATIONER
Patienter med kända allergier mot skum, lösningsmedel eller plastprodukter.

VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skenan ska sättas fast av kvalificerad sjukvårdspersonal.
Hetta inte upp skenan på kroppen.
Kontrollera så att skenan inte är för varm före applicering.
Skenan ska vara av lämplig storlek för aktuell patient för att stödet och funktionen ska bli korrekt.
Var extra noga med patienter som har känslig eller tunn hud, särskilt äldre, så att inte skenan appliceras för hårt, det KAN orsaka tryck och skava på den känsliga vävnaden.
PATIENTER SKA INSTRUERAS OM LÄMPLIG SPÄNDHET UNDER PÅGÅENDE ANVÄNDNING.
EN underarm eller TRIKA kan användas för extra skydd.
Hetta inte upp Exos™-produkter till mer än 100 °C.
ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.

ANVÄNDA BOA®-SNÖRNINGSSYSTEM

- Lössa:
Lyft Boa®-vredet. (Figur 1)
Dra i filken. (Figur 2)

- Stänga och späna:
Tryk Boa®-vredet nedåt. (Figur 3)
Vrid Boa®-vredet medurs. (Figur 3)
Boa®-vredet måste vara låst i nedläggningsläge när skenan bärs.

VÄRMA OCH APPLICERA

- Öppna och vik ut skenan. (Figur 4)
Rätt upphettningstemperatur är 93 °C.
Lärm skenen i Exos™ rekommenderade ugn i cirka 5 minuter eller tills skenan är böjlig.
Skenan ska inte vara för varm för att kunna hanteras på ett bekvämt sätt.
Kontrollera att huden är helt torr innan applicering.
Sätt fast skenan på patienten. (Figur 5)
Värmis ta ugnen innan du använder den.
Varning: Skenan ska inte bäras för hårt åtspänd. Det kan skapa högt mekaniskt tryck eller skava mot huden.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING

- Lössa eller ta bort skenan.
Tvätta skenan på insidan och utsidan med bakteriedödande tvål och vatten (86°F / 30°C).
Skölj noga med vatten.
Använd hårtork på högsta effekt med sval inställning för att torka skenan på insidan av skenan och huden. (Figur 6)
Spänn skenan igen.

För att få tips om passning av Exos™-enheten:
Besök Exos™-leverandörcentret på:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa eller
Skanna QR-bilden med en smarttelefon

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI
Exos™ täcker defekter i arbetet och material i op till 8 veckor från datumet då den här produktens blev tillgänglig. Skador orsakade av normalt slitage, oaktasmet eller modifiering täcks inte.

SUOMI

Koko käyttöohje on luettava ennen laitteen käyttöä. Laitetta on käytettävä ja huollettava oikein, jotta se toimii asianmukaisesti.

KÄYTTÖTÄRKEYS / INDIKAATIO
Wrist Brace with Boa®-rannetuki (WB) vakauttaa rannenivel.

VASTA-AIHETE
Potilaat, joiden tiedetään olevan allergisia vaahdolle, liima-aineille tai muovituotteille.

VAROITUKSET ja VAROTOIMET

- Tuen saa asettaa vain pätevä terveydenhoitaja ammattilainen.
Tukea ei saa lämmittää, kun se on paikallaan.
Varmista ennen tuen asettamista, ettei se ole liian kuuma.
Tuen täytyy olla sopivan kokoinen potilaalle, jotta se tukee riittävästi ja toimii oikealla tavalla.
Tuen asettamisessa potilaalle, joiden iho on herkkä tai haavainen, erityisesti vanhuksille, on oltava varovainen; tukea ei saa asettaa liian kireälle, sillä se SAATTAA kohdistaa herkeään kudokseen painetta ja leikkauvoiman. JOS TUKEA KÄYTTÄÄN PITKÄAIKAISESTI, POTILAALLE ON NEUVOTTAVA, MITEN TUKI KIRISTETÄÄN. Alushiaa tai PUTKIHARSOA voidaan käyttää tuomaan lisäsuojaa.
Hetta inte upp Exos™-produkter till mer än 100 °C.
VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN.

BOA®-NAUHASIDONTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN

- Löysentäminen:
Nosta Boa®-nappi ylös. (Kuva 1)
Vedä läpistä. (Kuva 2)

- Sulkeminen ja kiristäminen:
Paina Boa®-nappi alas. (Kuva 3)
Käännä Boa®-nappia myötäpäivään. (Kuva 3)
Boa®-nappin pitäisi olla alustuksessa asennossa, kun tukea käytetään.

KUUMENTAMINEN JA ASETTAMINEN

- Avaa ja taittele tuki auki. (Kuva 4)
Sopiva kuumentuslämpötila on 93 °C.
Lämmitä tukea Exos™ suosittele uuni noin viisi minuuttia tai kunnes tuki on taipuisa. Tuen ei pitäisi olla liian kuuma, jotta sitä voi käsitellä mukavasti.
Varmista ennen tuen asettamista, että potilaan iho on täysin kuiva.
Sovita tuki potilaalle. (Kuva 5)
Poista nauhan löysyys kiristämällä Boa®-nappi.
Huomio: Älä kiristä tukea täysin, ennen kuin tuki on jäähtynyt huoneenlämpöön. Muuten muoviin voi tulla painaumia.
Muotoile tuki haluttuun paikkaan. (Kuva 6)
Koukku-silmukkajärjestelmän voi kiinnittää haluttuun asentoon.
Kun tuki on kovuutunut, Boa®-nappi voidaan kiristää haluttuun kireyteen.
Varoitus: tukea ei saa käyttää liian tiukalla, sillä muutoin ihoon saattaa kohdistua liian kova mekaaninen tai leikkauvoima.

PUHDISTUSOHJEET

- Löysennä tai irrota tuki.
Pese tuen sisä- ja ulkopuoli ja vedellä (86°F / 30°C).
Huuhtelee huolellisesti vedellä.
Kuivaa tuen sisäpinta ja iho huostenkuivaajalla; käytä huostenkuivaajaa suurimmalla teholla ja viileän ilman asetuksella.
Kiinnitä tuki takaisin paikalleen.

Jos haluat vinkkejä Exos™-laitteen paikalleen asettamisesta:
käy Exos™-jälleilmijakeskuksessa verkko-osotteessa:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa tai
skannaa QR-kuvaa lähettämälläsi

RAJOITETTU TUOTETAKUU

Exos™ myöntää valmistus- ja materiaalivikoja koskevan takuun 8 viikon ajaksi tämän tuotteen lähetysspäivämäärästä lähtien. Takuu ei kata normaalin kulumisen, väärinkäytön tai muutosten aiheuttamia vaurioita.

ČEŠTINA

Před použitím této zdravotní pomůcky si prostudujte celý návod k použití. Pro řádné fungování této pomůcky je důležitá správné používání a údržba.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE
Zápěstní Ortéza se Systémem Boa® (Wrist Brace with Boa®, WB) poskytuje stabilizaci zápěstního kloubu.

KONTRAIKACE
Pacienti se známými alergiami na pěny, adheziva nebo plastové výrobky.

VAROVÁNÍ a BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Ortéz musí nasadit kvalifikovaný zdravotník.
Ortéz nezahřívajte na těle.
Před nasazením zkontrolujte, zda ortéza není příliš horká.
Aby se dosáhlo správné opory a funkce, musí se velikost ortézy přizpůsobit konkrétnímu pacientovi.
Velmi opatrně postupujte u pacientů s citlivou nebo poraněnou pokožkou, především u starších pacientů. Nenasazujte ortézu příliš natěsně. MOHLA by tlačit na křehkou tkáň a poranit ji. PACIENTA JE NUTNÉ POUČIT O PRÍMĚRNÉM UTAHOVÁNÍ ORTÉZY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.
Dodatečnou oporu můžete zajistit tím, že ortézu podložíte rukávem nebo TRIKOTÝNOVOU tkaninou.
Hetta inte upp Exos™-produkter till mer än 100 °C.
POUŽE PRO JEDNOHO PACIENTA.

POUŽITÍ SYSTÉMU TKANIC BOA®

- Uvolnění:
Zvedněte knoflík Boa®. (obrázek 1)
Zatáhnete za záložku. (obrázek 2)

- Zapnutí a utažení:
Stiskněte knoflík Boa®. (obrázek 3)
Ortéz knoflíkem Boa® ve směru hodinových ručiček. (obrázek 3)
Na nasazené ortéze musí být knoflík Boa® v dolní zablokované poloze.

ZAHŘÁTÍ A NASAZENÍ

- Ortéz rozeprňte a rozložte. (obrázek 4)
Správná teplota zahřátí je 93 °C (200 °F).
Ortéz zahřívajte v troube Exos™ doporučené přibližně 5 minut, nebo dokud nebude rovnoměrně. Ortéza nesmí být příliš horká, aby se s ní dalo dobře pracovat.
Před nasazením ortézy se ujistěte, že je pokožka úplně suchá.
Nasadíte ortézu pacientovi. (obrázek 5)
Utáhněte tkance pomocí knoflíku Boa®.
Upozornění: Ortézu zcela utáhněte až poté, co se ochladí na pokojovou teplotu.
V opačném případě se na plastových částech mohou vytvořit prohlubně.
Vytvářete pásku se zapínáním na suchý zip v požadované poloze.
Zajistěte pásku se zapínáním na suchý zip v požadované poloze.
Jakmile ortéza ztvrdne, můžete utáhnout knoflík Boa® na požadovaný stupeň.
Varování: Ortéza nesmí být utažena příliš těsně. Mohla by tlačit na pokožku nebo ji poranit.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

- Uvolněte nebo sundajte ortézu.
Umýjte vnitřní i vnější část ortézy a kůži antibakteriálním mýdlem a vodou (86°F / 30°C).
Důkladně opláchněte vodou.
K důkladnému vysušení vnitřní části ortézy a kůže použijte fén nastavený na vysoký výkon a studený vzduch.
Ortéz znovu utáhněte.

Rady, jak nastavit jednotlivé zdravotní pomůcky Exos™:
Navštivte webové stránky sídelská výrobce zařízení Exos™:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa nebo
oskenujte obrázek QR chytrým telefonem.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Společnost Exos™ poskytuje záruku na vadý výrobek a materiál po dobu 8 týdnů od data vydání výrobku. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením, nevhodným použitím nebo úpravou produktu.

PORTUGUÊS

Antes de utilizar este dispositivo, ler o manual de instruções na íntegra. Colocar e cuidar correctamente do dispositivo é vital para que funcione devidamente.

UTILIZAÇÃO PREVISTA / INDICAÇÕES
O Apoio para o Pulso com Boa® (Wrist Brace with Boa®, WB) proporciona estabilização para a articulação do pulso.

CONTRA-INDICAÇÕES
Doentes com alergias conhecidas a espumas, adesivos ou produtos de plástico.

ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES

- A tala deve ser aplicada por um profissional de saúde qualificado.
Não aquecer a tala no corpo.
Verificar se a tala não está muito quente antes da aplicação.
A tala deve ter um tamanho adequado ao doente, para garantir um suporte e funcionamento adequados.
Deve-se ter cuidado com os doentes com pele delicada ou comprometida, especialmente os idosos, para não apertar demasiado a tala, pois isso PODE provocar tensão e feirir o tecido frágil. OS DOENTES DEVEM RECEBER INSTRUÇÕES SOBRE A TENSÃO APROPRIADA A APLICAR DURANTE A UTILIZAÇÃO.
Pod-se usar uma protecção de braço ou uma ligadura para protecção adicional.
Nezařívajte výrobky Exos™ na teplotu vyšší než 100 °C.
PARA UTILIZAÇÃO APENAS NUM ÚNICO PACIENTE.

UTILIZAR O SISTEMA DE APERTO BOA®

- Para desapertar:
Levantar o botão Boa®. (Figura 1)
Puxar a patilha. (Figura 2)

- Para fechar e apertar:
Empurrar o botão Boa® para baixo. (Figura 3)
Rodar o botão Boa® no sentido dos ponteiros do relógio. (Figura 3)
O botão Boa® deve estar para baixo, na posição de bloqueio, quando se usa a tala.

AQUECIMENTO E COLOCAÇÃO

- Abri e desdobrar a tala. (Figura 4)
A temperatura de aquecimento correcta é de 93°C.
Aquecer a tala no forno Exos™ recomendado durante cerca de 5 minutos ou até que a tala fique moldável. A tala não deve estar tão quente que não possa ser manuseada confortavelmente.
Certificar-se de que a pele está completamente seca antes da colocação.
Colocar a tala no doente. (Figura 5)
Remover a folga das tiras, apertando o botão Boa®.
Cuidado: não apertar a tala ao máximo antes de esta voltar à temperatura ambiente, caso contrário os encaixes de plástico poderão ficar deformados.
Moldar a tala à posição desejada. (Figura 6)
A tira do fecho de velcro pode prender-se na posição desejada.
Assim que a tala tiver enrijecido, o botão Boa® pode ser apertado com a tensão desejada.
Advertência: a tala não deve ficar demasiado apertada. Isso pode originar uma força mecânica excessiva ou forças de fricção na pele.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Desapertar ou retirar a tala.
Lavar por dentro e por fora da tala, assim como a pele, com sabonete antibacteriano e água (86°F / 30°C).
Skyl grundigt med vann.
Bruk en hårføner satt til høy styrke og kald innstilling for å grundigt tørke huden og skinnen innvendig.
Usar un secador de cabelo ajustado numa potência alta e uma posição de frio para secar muito bem o interior da tala e a pele.
Voltar a apertar a tala.

Para dicas sobre a colocação de cada dispositivo Exos™:
Visitar o Centro de Fomecedores Exos™ em:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa ou
Ler a imagem QR com um smartphone

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

A Exos™ cobre todos os defeitos de mão-de-obra e material até 8 semanas a partir da data em que este produto é entregue. Os danos causados pelo desgaste normal, abuso ou alterações não são abrangidos.

NORSK

Les hele instruksjonshåndboken før du bruker utstyret. Korrekt påsettelse og pleie er ytterst viktig for at utstyret skal fungere på riktig måte.

TILTENKT BRUK / INDIKASJONER
Håndleddsskinnen med Boa® (Wrist Brace with Boa®, WB) stabiliserer håndleddet.

KONTRAIKASJONER
Pasienter med kjente allergier mot skum, klæbemidler eller plastprodukter.

ADVARSLER og FORHOLDSREGLER

- Skinnen må tilpasses av kvalifisert helsepersonale.
Ikke varm opp skinnen på kroppen.
Kontroller at skinnen ikke er for varm før den settes på.
Skinnens størrelse skal være tilpasset pasienten for å sikre at den gir korrekt støtte og fungerer som den skal.
Vær varsomhet hvis pasienten har arm eller addelagt hud, noe som særlig kan gjelde eldre, og unngå å sette skinnen for tett på da dette KAN føre til trykk og skjæring av skjørt vev.
PÅSIENTENE MÅ INFORMERES OM KORREKT TILSTRAMMING VED FORTSATT BRUK.
Et undermer eller STOCKINETTE kan brukes for ekstra beskyttelse.
Ikke varm opp Exos™-produkter over 100 °C.
KUN FOR BRUK PÅ EN PASIENT.

BRUKE BOA®-SNØRESYSTEMET

- Sluk løsner du:
Hev opp Boa®-knoten. (Figur 1)
Trekk i filken. (Figur 2)

- Sluk lukker og strammer du:
Trykk inn Boa®-knoten. (Figur 3)
Drei Boa®-knoten med urviseren. (Figur 3)
Boa®-knoten må være i låst posisjon (ned) når skinnen brukes.

OPPVARMING OG PÅSETTELSE

- Åpne og brett ut skinnen. (Figur 4)
Korrekt oppvarmingstemperatur er 93 °C.
Varm opp skinnen i Exos™ anbefalte ovn i ca. 3-4 minutter eller til den kan bøyes. Skinnen må ikke være så varm at det er ubehagelig å håndtere den.
Pass på at huden er helt tørr før skinnen settes på.
Sett skinnen på pasienten. (Figur 5)
Fjern slakk i snoren ved å stramme Boa®-knoten.
Forsiktig: Ikke trekk til skinnen helt før den har gått tilbake til romtemperatur, ellers kan det oppstå hakk i plasten.
Form skinnen til den passer ønsket plassering. (Figur 6)
Hekte- og -lekke-festestroppen må sikres i ønsket posisjon.
Når skinnen har stivnet, kan Boa®-knoten strammes til ønsket tilstrammning.
Advarsel: Skinnen må ikke bæres for stramt. Dette kan medføre for sterk mekanisk belastning eller skjæring i huden.

RENGJØRING

- Løse eller fjern skinnen.
Vask hud og skinnen innvendig og utvendig med antibakteriell såpe og vann (86°F / 30°C).
Skyl grundigt med vann.
Bruk en hårføner satt til høy styrke og kald innstilling for å grundigt tørke huden og skinnen innvendig.
Usar un secador de cabelo ajustado numa potência alta e uma posição de frio para secar muito bem o interior da tala e a pele.
Voltar a apertar a tala.

For tips til påsætning av Exos™-utstyr:
Gå til Exos™-Provider Center:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa eller
Skann QR-bildet med smarttelefonen din

BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Exos™ dækker defekter i utførelse og materialer opp til 8 uker fra datoen produktet ble levert. Skader forårsaket av normal bruk og slitasje, feil bruk eller endringer, dekkes ikke.

简体中文

使用本器械之前，请阅读正本说明手册。正确的应用和维护对于此器械发挥正常功能十分重要。

用途 / 适应症
具有 Boa® 绑带系统的护腕 (WB) 用于固定腕关节。

禁忌症
已知对泡沫、粘合剂或塑料产品有过敏反应的患者。

警告和注意事项

- 护具应由合格的医务人员佩戴。
不要将护具套在手上加热。
使用前检查确保护具不会过热。
应根据患者手腕大小使用合适的护具尺寸，以确保获得适当支撑并发挥正常功能。
皮肤敏感或受损的患者（尤其是老年人）使用护具时应特别小心，不要将护具绑得太紧，因为这样可能会对脆弱的组织产生压力和剪力。应当告知患者在持续使用护具时应保持松紧合适。为提供额外保护，可在护具下使用护套或弹力织物。
不要将 Exos™ 产品加热到 100°C 以上。
供一位患者使用。

操作 BOA® 绑带系统

- 松开:
提起 Boa® 旋钮。 (图 1)
将拉片拉开。 (图 2)

- 收起和拉紧:
向下按 Boa® 旋钮。 (图 3)
顺时针旋转 Boa® 旋钮。 (图 3)
使用护具时，Boa® 旋钮必须处于向下的锁定位置。

加热和使用

- 打开并展开护具。 (图 4)
适当的加热温度为 93°C。
将护具放在 Exos™ 推荐的烤箱中加热约 5 分钟或直到护具易于弯折。护具不应过热，以操作时舒适为宜。
使用护具前确保皮肤完全干燥。
将护具套在患者手上。 (图 5)
旋紧 Boa® 旋钮，调整松紧的绑带。
注意：待护具恢复到室温后再完全系紧护具，否则塑料上可能会出现凹痕。
将护具调整到适当位置。 (图 6)
Hekte- og -lekke-festestroppen må sikres i ønsket posisjon.
Når skinnen har stivnet, kan Boa®-knoten strammes til ønsket tilstrammning.
Advarsel: Skinnen må ikke bæres for stramt. Dette kan medføre for sterk mekanisk belastning eller skjæring i huden.

清洗说明

- 要求松开或取下护具。
使用抗菌肥皂和水清洗护具内外部和皮肤 (86°F / 30°C)。
用水彻底冲洗干净。
使用设为高风量和冷风的吹风机彻底吹干护具内部和皮肤。
重新拉紧护具。

有关 Exos™ 器械的操作技巧:
请访问 Exos™ 供应商中心的以下网址:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa 或
使用您的智能手机扫描二维码图像

有限产品保修

Exos™ 产品自发货之日起 8 周内对材料和工艺缺陷提供保修。因正常磨损、误用或改动造成的损坏均不在保修范围内。

限制付き保証

Exos™ は、販売日から8週間、仕上がりまたは材質の欠陥を保証します。通常の磨耗、破れ、誤用、改造による製品損傷は保証対象外となります。

日本語

本製品を使用する前に必ず取扱説明書全体をお読みください。製品を適切に機能させるためには、正しい装着、適切な取り扱いが必要となります。

用途 / 適応
Boa® 付き手首ブレース (WB) は、手首関節を固定する器具です。

禁忌
発泡体、接着剤、プラスチック製品にアレルギーのある患者。

警告および注意

- ブレースの装着は、必ず資格のある医療従事者が行ってください。
体に装着したブレースを加熱しないでください。
装着前にブレースが熱すぎないか確認してください。
適切なサポートと機能を提供するため、必ず患者に合ったサイズのブレースを使用してください。
皮膚敏感或受损的患者（尤其是老年人）使用护具时应特别小心，不要将护具绑得太紧，因为这样可能会对脆弱的组织产生压力和剪力。应当告知患者在持续使用护具时应保持松紧合适。为提供额外保护，可在护具下使用护套或弹力织物。
不要将 Exos™ 产品加热到 100°C 以上。
供一位患者使用。

BOA® レースシステム使用手順

- 緩める場合:
Boa® / ノブを持ち上げます。 (図 1)
タブを引きます。 (図 2)

- 閉じて、締める場合:
Boa® / ノブを下に押し下ろします。 (図 3)
順時計針方向 Boa® 旋钮。 (図 3)
Boa® ノブを時計回りに回します。 (図 3)
ブレース装着時、Boa® ノブを必ず下向きに固定した状態にしてください。

加熱と装着

- ブレースを開きます。 (図 4)
適切な加熱温度は、93°C です。
Exos™ おすすめのオーブンで約5分またはブレースが柔らかくなる (成形できる状態) までブレースを加熱します。困難なく取り扱えるよう、ブレースを加熱しすぎないでください。
装着前に皮膚を完全に乾かしてください。
患者にブレースを装着します。 (図 5)
注意: 待护具恢复到室温后再完全系紧护具，否则塑料上可能会出现凹痕。
将护具调整到适当位置。 (图 6)
Hekte- og -lekke-festestroppen må sikres i ønsket posisjon.
Når skinnen har stivnet, kan Boa®-knoten strammes til ønsket tilstrammning.
Advarsel: Skinnen må ikke bæres for stramt. Dette kan medføre for sterk mekanisk belastning eller skjæring i huden.

洗浄手順

- 要求松开或取下护具。
使用抗菌肥皂和水清洗护具内外部和皮肤 (86°F / 30°C)。
用水彻底冲洗干净。
使用设为高风量和冷风的吹风机彻底吹干护具内部和皮肤。
重新拉紧护具。

有关 Exos™ 器械的操作技巧:
请访问 Exos™ 供应商中心的以下网址:
http://exosmedical.com/provider/WBwBoa 或
使用您的智能手机扫描二维码图像

制限付き保証

Exos™ は、販売日から8週間、仕上がりまたは材質の欠陥を保証します。通常の磨耗、破れ、誤用、改造による製品損傷は保証対象外となります。